

CONSOMMABLES EN PLASTIQUE RECYCLÉ

GAMME D'EXTRACTION ID GENE™

Réduisez l'impact environnemental de vos extractions d'acides nucléiques

Procédé de fabrication réduisant jusqu'à 65 % la quantité de produits issus directement de la pétrochimie


- Intégration de 50 % de plastique recyclé
- Conception allégée : 30 % de plastique en moins grâce à un socle réutilisable et à un processus de fabrication optimisé
- Circuit court : produits 100 % français



Compatibles multi-automates

Consommables au format standard, compatibles avec une large gamme d'automates d'extraction, notamment :

- *IDEAL™ 96* de Innovative Diagnostics
- *KingFisher™ Flex 96* de Thermo Fisher Scientific
- *Auto-Pure 96* de Allsheng



Compatibles avec l'ensemble de la gamme ID Gene™

- Kits d'extraction par billes magnétiques
- Kits d'amplification ADN et ARN

iD.vet


with you at every step

CONSOMMABLES EN PLASTIQUE RECYCLÉ

RÉFÉRENCES ET SPÉCIFICATIONS

Plaque d'élution 2.0 format 96 puits

Réf. IDELU-96



Plaque d'élution 2.0 pour automates d'extraction en format 96 puits


200 µL, fond conique

Contient 50 % de plastique recyclé

Conditionnement : 60 pièces

Peigne de protection 2.0 format 96 puits

Réf. IDTIP-96




Peigne de protection 2.0 pour barreaux aimantés des automates d'extraction en format 96 puits

Contient 50 % de plastique recyclé

Conditionnement : 60 pièces

Plaque Deepwell 2.0 format 96 puits

Réf. IDWELL-96V2



Plaque Deepwell 2.0 pour automates d'extraction en format 96 puits

2 mL, fond conique

À utiliser avec le socle IDSKIRT

-25 % de matière plastique


-80 % de déchets

Contient 50 % de plastique recyclé

Conditionnement : 60 pièces

Socle réutilisable format 96 puits

Réf. IDSKIRT



Socle réutilisable pour plaque Deepwell 2.0 IDWELL-96V2

En matière plastique durable

Haute résistance aux chocs, à la chaleur et aux produits chimiques

Conditionnement : à l'unité

iD.vet

with you at every step

info@innovative-diagnostics.com · +33 4 67 41 49 33 · www.innovative-diagnostics.com